

デリケートゾーンのお悩みに座るだけの最新の治療法



angchair™

アンチェアー™

服を着たまま30分座るだけで 約12,000回の筋肉収縮！

女性の尿失禁は老化、出産、閉経、便秘によるいきみなどの様々な原因により骨盤底筋の機能が低下することにより、尿失禁が発生することが知られています。

尿失禁を改善するためには、骨盤底筋を意識的に強化することが有効です。しかし、自分の骨盤底筋を日常的にトレーニングすることは簡単ではありません。お薬による治療も可能ですが、根本的に改善するためにも骨盤底筋の筋力の強化は重要な役割を担います。

アンチェアー™は、効率的に骨盤底筋を刺激し鍛えることで、女性の尿漏れや排尿に関するトラブル、性機能障害、前立腺手術後の尿失禁にも改善する効果が期待されています。服を着たまま座るだけで治療でき、メスを使わない高出力電磁パルスによる治療後すぐに日常生活に戻ることができます。

アンチェアー™は保険適用の磁気刺激装置や干渉低周波とは異なり、HEEP(ヒープ※1)という最新の技術を使っています。この技術を用いることでたくさんの筋肉に刺激(超極大筋収縮)を与えることができます。

トレーニングするのがなかなか難しい骨盤底筋を最適で効果的に鍛えることができます。

その運動量は、骨盤底筋体操の約11,000倍と言われており、負担のない※2アンチェアー™に採用されているHEEP(ヒープ)※1テクノロジーは、MRIにも用いられる人体には全く害の無いエネルギーです。安心して施術をお受けいただけます。

※1 / HEEP(High Energy Electromagnetic Pulsed) ※2 / 高出力電磁パルス

適応の症状

男女問わず
尿もれがある

くしゃみや
運動をした時に
尿が漏れる

重い荷物を
持ち上げた時に
尿が漏れる

前立腺がんの
治療後に
尿漏れがある

骨盤底筋体操
だけでは
なかなか
改善しない

産後で
膣がゆるく
なっている

慢性便秘の方

子宮脱により
不快感のある方

- 腹圧性尿失禁 ●切迫性尿失禁 ●混合性尿失禁
- 性機能障害 ●子宮脱などの臓器脱 など

